



Produit: Bowie & Dick Test Pack
Code article : INT-INDBO64

TECHNICAL DATA SHEET 1/2

Nom du produit:	Art. Code:	UDI Code:	Contient:	Taille:
Bowie & Dick Test Pack 3,5 min / 134°C	INT-INDBO64	54009445611049	64 unités	<i>Indicateur:</i> Longueur: 100mm Largeur: 150mm <i>Pack complet :</i> Longueur: 102mm Largeur: 75mm Hauteur: 20mm

Utilisation:	Le test Bowie & Dick est destiné à vérifier quotidiennement que le processus dans l'autoclave est conforme aux exigences.
Durée de conservation	4 ans
Sterile / Non-sterile:	Non-sterile
Méthode de stérilisation:	Vapeur
Restérilisation:	Non
Sans latex:	Oui
Sans DEHP:	Oui
Usage unique:	Oui
Classe CE:	Non applicable
Norme:	ISO11140-1 (Type-1 indicateur de procédé), ISO11140-1 (Type-2) & ISO11140-4

Photo:



Matériel:	Le pack est composé de carton 240 g/m ² imprimé en offset. La feuille indicatrice est en papier 240 g/m ² , sérigraphiée d'un côté et imprimée offset au dos. Elle est enveloppée dans du papier 42 g/m ² . Un indicateur de type I à l'avant passe du bleu clair au rose.
------------------	--



Produit: Bowie & Dick Test Pack



Code article : INT-INDBO64

Test de type:	Basé sur le test original Bowie & Dick avec un pack textile de 7 kg, conforme à l'annexe E de la norme ISO 11140-4.
----------------------	---



Produit: Bowie & Dick Test Pack

Code article : INT-INDBO64

FICHE TECHNIQUE 2/2	
Résultat du test:	La feuille indicatrice doit passer du bleu clair à un rose uniforme après stérilisation si la pénétration de vapeur et l'élimination de l'air sont correctes
Famille de produit:	Le pack de test Bowie & Dick fait partie de la gamme de produits de contrôle.
Produits associés:	SteriClin Bowie & Dick Helix Test System 3FSKS613102
Conditions de stockage:	Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière. Température : 15-25°C Humidité relative : 35-50%
Date: 17-03-2026  B. Randshuizen Responsable Qualité & Gestion Produit	Date: 17-03-2026  J. de Boer Responsable Achats & Ventas
Disclaimer Les informations sont fournies à titre indicatif sans garantie. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation à son usage. Les données peuvent être modifiées par Interster International B.V.	

Ce document remplace toutes les fiches techniques précédentes.