


MATERIALI:
GUAINA: FILM NATURSINT NATUR GL03 (POLYOLEPHINA) - SPESSORE 25 MICRON (TRASPARENTE)
SUPPORTO: CARTA



03	15/03/17	3.1	ELIMINATE LE SPECIFICHE DELLA GRAFICA
02	13/03/17	2.2	PRECISATI MATERIALI E GRAFICA
		2.1	VARIATA LARGHEZZA (ERA 38mm)
01	9/03/17	1.1	INSERITO SUPPORTO DI CARTA
REV	DATA	NUM	DESCRIPTION

 VIA RAVASCHIERI 79/10 16043 CHIAVARI (GE) ITALY +39 331 3523844 marino.ferretti@live.com	OVERALL DIMENSIONAL TOLERANCES: f UNI-EN 22768-1						FOR MISSING DIMENSIONS IN THIS DRAWING REFER TO 3D MODEL ANY CHANGE TO THE 3D MODEL SHALL BE AGREED				
	from 0,5 to 6	more than 3 to 6	more than 6 to 30	more than 30 to 120	more than 120 to 400	more than 400 to 1000					
	± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	MATERIAL VEDERE NOTA				
	OVERALL GEOMETRIC TOLERANCES: H UNI-EN 22768-2										
PROTEZIONE STARLIGHT UNO - SPECIFICHE DIMENSIONALI									PROJECT 16P001	DRAWING M018	REV 03
CUSTOMER MECTRON			DATE 15/03/2017	SCALE 1:1	SIZE A3	UNITS mm		DOCUMENT STATUS DEFINITIVO	REFERENCE 3D MODEL NO		